

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KIM ĐIỆN CƠ DÙNG MỘT LẦN

Mục đích sử dụng

Kim điện cơ dùng một lần được sử dụng để ghi lại hoạt động của cơ và được dùng cùng với máy ghi điện cơ.

Chỉ định

Kim điện cơ dùng một lần dùng để thu nhận và truyền tín hiệu điện sinh học đến máy ghi điện cơ. Sản phẩm này đã được tiệt khuẩn và sử dụng một lần

Đối tượng sử dụng

Bệnh nhân cần thực hiện đo điện cơ (EMG), bao gồm người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. ***Ngoại trừ*** bệnh nhân có tổn thương thần kinh giai đoạn sớm hoặc trường hợp chẩn đoán vị trí tổn thương bằng phương pháp điện cơ gặp khó khăn, đặc biệt đối với bệnh nhân bị chấn thương do kéo giãn quá mức.

Chống chỉ định

Không rõ

Cảnh báo

1. Sản phẩm đã được tiệt trùng bằng khí ethylene oxide và có thể sử dụng trực tiếp trên cơ thể người sau khi mở ra. Để phòng ngừa nhiễm trùng, chỉ được sử dụng một lần và phải thải bỏ sau khi dùng.
2. Nếu phát hiện bất kỳ hiện tượng nào về độ sáng của mũi kim; kim bị cong vênh, biến dạng trước hoặc trong quá trình sử dụng, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.
3. Chú ý ngày tiệt trùng trên bao bì của kim điện cơ. Sau khi hết hạn, không được sử dụng
4. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng hoặc bị nhiễm bẩn.
5. Việc sử dụng kim điện cơ phải được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc chuyên gia đã được đào tạo

Hướng dẫn sử dụng

- Chọn cỡ kim và chiều dài kim điện cơ phù hợp.
- Cắm đầu nối 5-pin của dây cáp nối cho kim điện cơ vào máy ghi điện cơ và đầu còn lại vào đầu nối của kim điện cơ.
- Đưa kim vào cơ đang ở trạng thái thư giãn, sau đó yêu cầu bệnh nhân co cơ từ nhẹ đến mạnh để ghi tín hiệu điện cơ.
- Kết quả được hiển thị trên màn hình máy ghi điện cơ.

Tác dụng bất lợi có thể có

Đau tạm thời, khó chịu, chảy máu nhẹ, đau nhức nhẹ và/hoặc bầm tím

Thời gian sử dụng

Thời gian sử dụng không quá 24h.